

Shake-Rx

Flakon alkalama Cihazı



Flakon alkalamak artık ok kolay!

Shake-Rx alkalama cihazı ila sulandırma srecinde personelin flakon alkalama ilemini kolaylařtırmak iin tasarlanmıřtır. Sulandırılmıř ok sayıda flakonun hız ve sre ayarıyla alkalanarak uygun liyofilize forma ulařmasını saęlar.

Flakon alkalama İřlemi iin Akıllı Bir özüm



- Küçük ebatlı tak-alıştır yapı
- 30 farklı hız seviyesi
- Zamanlayıcı ayarı
- 3 farklı ebatta tak-ıkarlı flakon yuvaları
- Aynı anda 27 flakona kadar alkalama imkanı

Teknik Özellikler

Yük Kapasitesi:	27 adet küçük boy flakon, 15 adet orta boy flakon, 9 adet büyük boy flakon
Zamanlayıcı Aralığı:	15 sn'den başlayarak 60 dk'ya kadar zamanlama
Ağırlık:	4.7 kg
Boyutlar (e x b x y):	23x28x14 cm
Güç:	12VDC Güç Adaptorü - 16W maks.



KAPSAM SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

■ Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. No:57

41420 ayırova, Kocaeli - Türkiye

■ +90(262) 2908801 ■ www.kapsamsaglik.com.tr

